

WINBACK
WOMEN

ESTÈL
MILANO



Preservare il benessere
delle donne durante tutta
la loro vita



IL PROGRESSO TECNOLOGICO AL SERVIZIO DELL'ECCELLENZA

Winback, è una corrente ad alta frequenza non invasiva e indolore, comunemente nota come tecarterapia, che allevia il dolore, migliora la cicatrizzazione e accelera la guarigione.

La filosofia Winback: ascoltare, innovare, progettare e andare oltre nello sviluppo della tecnologia e delle sue attrezzature. Mantenendo questo livello di eccellenza e innovazione, Winback offre alle ostetriche le risposte che meglio soddisfano le loro esigenze e quelle delle loro pazienti.

PRENDERSI CURA DELLE DONNE DURANTE TUTTA LA LORO VITA

Esistono numerosi cambiamenti che possono influire sulla qualità della vita delle donne e le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale nell'accompagnarle nelle fasi principali della loro vita. Collaborando con specialisti di tutto il mondo, abbiamo sviluppato protocolli di trattamento adatti a tutti i disturbi che possono interessare le vostre pazienti: alleviare il dolore, aiutare le donne a ritrovare il loro benessere intimo, accelerare la guarigione, migliorare la tonicità del perineo, ridurre i dolori pelvici, regolare i disturbi urinari, aiutare l'allattamento al seno...ecc.





MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL PARTO

Tra le donne che hanno partorito in modo naturale e hanno avuto lesioni perineali (episiotomia, lacerazioni dal primo al quarto grado), oltre il 95% soffre di dolori perineali 24 ore dopo il parto e per oltre il 60% la durata può raggiungere i 7 giorni. È quindi importante prevenire questi rischi nelle madri giovani, poiché un dolore simile potrebbe impedirgli di apprezzare a pieno il loro nuovo ruolo. Winback è la risposta migliore per un rapido supporto post-parto.

BIO ACCELERATORE CELLULARE

L'energia WINBACK è una corrente ad alta frequenza che stimola l'attività cellulare.

Questa stimolazione porta a un aumento dell'attività metabolica. Ciò ha l'effetto di accelerare la naturale rigenerazione dei tessuti e il profondo coinvolgimento del sistema vascolare e linfatico.

La corrente oscilla tra 300 KHz e 1 MHz. Questo esclusivo intervallo di frequenze consente di raggiungere con precisione i diversi strati di tessuto (epidermide, muscoli, articolazioni...), trattando così le aree superficiali come quelle più profonde.

100% energia naturale. Non invasivo e indolore!

Controindicazioni: trapianti, pacemaker e organi artificiali, gravidanza, problemi di coagulazione, insensibilità alle variazioni di temperatura, ustioni, infezioni, cartilagine in crescita, ipotensione, flebiti, insensibilità al dolore, cancro solo previo consiglio medico.



RIEDUCAZIONE 2X PIÙ RAPIDA ⁽¹⁾

› Elimina il dolore

L'energia del ritorno agisce sui nocicettori, bloccando così l'impulso nervoso e causando la secrezione di endorfine. Ha un effetto analgesico immediato e per una durata di oltre 48 ore dopo il trattamento.

› Allevia le tensioni

L'energia WINBACK scioglie le tensioni (contratture, edema, fibrosi) rivascolarizzandole localmente. L'energia circola nuovamente nel tessuto danneggiato e il muscolo riacquista flessibilità e libertà di movimento.

› Accelera la rigenerazione cellulare

L'energia WINBACK accelera il naturale sistema di autoriparazione del corpo promuovendo gli scambi intra ed extracellulari in modo prolungato. I benefici del trattamento si continuano dopo il termine della sessione.

(1) Risultati due volte più rapidi sulla riabilitazione della cuffia dei rotatori. L'energia WINBACK deriva dalla tecnologia "TECAR", un termine usato in studi scientifici Q dal 1995. Terapia T.E.C.A.R. Nuova tendinopatia della cuffia dei rotatori: la nostra esperienza. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro - Presidente di Medicina Fisica e Riabilitazione - Università di Palermo. Settembre 2009. Frequenza utilizzata 500KHz





CONFORTEVOLE

Diverse misure di elettrodi che consentono un gesto preciso (2,5 cm - 3 cm - 4 cm - 6 cm)

Impugnature ergonomiche adatte a tutte le morfologie.

Gestione rapida di diversi programmi per un comfort ottimale nel trattamento.

Le mani restano libere durante i trattamenti grazie ai bracciali Winback.

IGIENE RIGOROSAMENTE RISPETTATA



Piastre adesive monouso



Piastre adesive monouso





**Protocolli definiti da
professionisti che consentono
un trattamento agevolato:**

- › Algie pelviche perineali
- › Lacerazioni, episiotomie
- › Edemi, ematomi
- › Aderenze, fibros
- › Vaginismo
- › Vulvodinia
- › Incontinenza
- › Trigger points
- › Gestione dello stress
- › Dispareunie

LA DIFFERENZA DI WINBACK

Winback ha sviluppato diverse modalità di utilizzo proponendo dei prodotti unici sul mercato che offrono manovrabilità, comfort e libertà di azione. Winback intensifica la potenza del tuo gesto e rende possibile un'ampia varietà di trattamenti per alleviare il dolore delle tue pazienti.





› **CERTIFICAZIONE ANSM
E CE MEDICALE**

› Presente nei **CENTRI
OSPEDALIERI** - 1° tecnologia
convalidata di questo tipo

› **STUDI SCIENTIFICI**

- Studio condotto con la dott.ssa
Florence Bretelle
- Diversi studi pilota in varie città
francesi

› **TRASPORTABILE**

Grazie al suo peso ultraleggero,
BACK 1 ti accompagna a casa dei
pazienti.

A photograph of a woman's bare torso and right arm. She is holding a large, white orchid flower against her midsection. The background is a solid, light purple color. The lighting is soft, highlighting the contours of her body and the texture of the flower.

AZIONE ANALGESICA

+81%
IMMEDIATA ⁽¹⁾



RITROVARE IL BENESSERE INTIMO

Perturbazione del flusso nervoso:
analgesia immediata e duratura.

L'alleviamento del dolore al tatto
favorisce un massaggio attivo profondo
e supportato.

- › ANTINFIAMMATORIO
- › IDRATAZIONE DEI TESSUTI
- › TONICITÀ MUSCOLARE
- › STIMOLAZIONE TISSUTALE
- › RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI TROFICHE
DEL DISTRETTO VAGINALE

(1) Studio di trasferimenti elettrici ipertermici per il trattamento della lombalgia. Takahashi K., N. Tsuzuki, K. Zhong - SHI - Dipartimento di Chirurgia ortopedica - Centro medico - J Saitama. Fisico Sci 11: 45-51, 1999. Frequenza utilizzata 650 kHz.

DISTURBI URINARI E SESSUALI

La menopausa o altri eventi, come il parto, possono portare a una serie di cambiamenti fisiologici che alterano la qualità della vita delle pazienti. Incontinenza, secchezza vaginale, disuria, ecc., possono essere trattate con Winback. Winback ha progettato accessori specifici per effettuare trattamenti uro-ginecologici.

L'energia TECAR, associata alle conoscenze del terapeuta, permette di agire su:

- › DISPAREUNIA
- › VAGINISMO
- › VULVODINIA
- › DISURIA

MODALITÀ MANI LIBERE



MODALITÀ CON ELETTRODO



UNA RIVOLUZIONE NELL'ESPERIENZA DI TRATTAMENTO



LA CICATRIZZAZIONE POSTPARTUM

Secondo le ultime statistiche, circa il 70% dei parti provoca traumi ai tessuti. In caso di taglio cesareo il tasso è stimato intorno al 19%. Qualunque sia il tipo di lesione, WINBACK è indicato nella gestione di questi traumi e accelera il recupero postnatale.



I DOLORI PELVICI

« Durante lo studio ho potuto notare, grazie al trattamento ad alta frequenza Winback, un reale beneficio nelle pazienti del gruppo trattato. Ho anche osservato un vero sollievo e un miglioramento sostanziale del comfort delle pazienti. Durante le prime sessioni, sono stata sorpresa dal grado della sua efficacia. In alcune pazienti c'è stata addirittura una diminuzione del volume dell'edema vulvare durante la sessione », articolo pubblicato su Profession Sage-femme Ottobre 2017. Di Marine Golka, ostetrica



IL MULTIPOLARE PER AZIONE CONCENTRATA E LOCALIZZATA

WINBACK 4.0 offre energia concentrata e superficiale con una reazione tissutale immediata. Questa tecnologia è mutuata dal mondo della medicina estetica per una stimolazione veloce, efficace e locale dei tessuti cutanei. Gli studi hanno dimostrato che la tecnologia MIX stimola i tessuti in meno di 30 secondi fornendo gli stessi effetti vascolari, analgesici e cicatrizzanti di un trattamento WINBACK 1.0 standard di 3 minuti.



APPLICAZIONE A MANI LIBERE

Scopri un'esperienza di trattamento unica che offre risultati eccezionali. La mano attiva direttamente la risposta biologica trasmettendo l'energia Winback. Potrai muoverti liberamente, eseguendo la tua azione terapeutica in modo naturale. Il calore generato dall'energia allevia i dolori e rilassa immediatamente la paziente. Questa modalità è particolarmente efficace sulle cicatrici migliorando l'efficienza del massaggio manuale.

L'ACADEMY WINBACK WOMEN

trovarsi per
condividere le
proprie esperienze

L'Academy WINBACK si occupa di formazione teorica e pratica, ma è anche una rete di utenti connessi che condividono le loro conoscenze. Sin dall'origine della pagina Facebook della comunità dell'Academy Winback, la varietà di temi non smette di arricchire le possibilità di trattamento e utilizzo della tecnologia.




Entra nell'universo di Winback,
insieme a migliaia di professionisti.



SCHEDA TECNICA **BACK**¹

Il **BACK 1S** offre tutti i vantaggi della tecnologia Winback con un peso minimo per la massima efficienza! Grazie ai suoi 4 chili potrà seguirvi ovunque, senza essere ingombrante. La sua custodia è stata appositamente creata per questo.

Potenza	100 Watts
Frequenza	500 kHz & 300 kHz
Funzione	Dynamic - Low pulse Super pulse - TIC SCAN
Formazione	Tecarterapia pavimento-pelvico (1 giorno per 2 persone)
Peso	4 kg. Custodia di trasporto
CAVI GENERICI	- 3 cavi generici (1 capacitivo, 1 resistivo, 1 neutro)
PACK URO	- 1 gel conduttivo intimacy friendly - 1000 ml - 2 estensori (1 resistivo, 1 capacitivo) - 1 estensore capacitivo - 1 cavo adesivo resistivo - 1 elettrodo capacitivo convesso - 1 elettrodo resistivo convesso - 20 protezioni per sonde
WINBACK 1.0	- 2 elettrodi (1 capacitivo, 1 resistivo) - 3 elettrodi capacitivi - 3 elettrodi resistivi - 2 set di 3 anelli protettivi - 1 piastra di ritorno neutra - 1 cavo adesivo neutro - 1 bracciale resistivo - 4 confezioni da 5 piastre adesive
	Garanzia 2 anni sull'attrezzatura - 1 anno sugli accessori. Prodotto nel rispetto delle norme ISO13485 - KIWA 1984 Standard: CE MEDICALE



ESTÈL
MILANO

WINBACK
Les Bureaux du Parc - 2474 RD 6007
06270 Villeneuve-Loubet - FRANCE

T. +33 (0)4 83 66 16 66
hello@winback.com

www.winback.com