


**ESTÈL**  
MILANO

MESOSKIN



**MESOSKIN**

**VEICOLAZIONE TRANSDERMICA | OSSIGENA | MODELLA IL VISO**



# LA TECNOLOGIA

## MESOSKIN

Uno degli strumenti più efficaci per la veicolazione transdermica dei prodotti. Grazie a questa tecnologia è possibile far penetrare i principi attivi in profondità nella pelle garantendo un assorbimento maggiore rispetto alle applicazioni abituali. Grazie alla combinazione di quattro diverse tecnologie specifiche, migliora in modo considerevole l'aspetto della pelle . rimuovendo le impurità, gli inestetismi legati all'invecchiamento cutaneo e le imperfezioni.



**Radiofrequenza Bipolare**, penetra in profondità creando un'iperemia in grado di favorire la circolazione sanguinea ed il metabolismo, accelerando la contrazione e la rigenerazione del collagene tonificando il tessuto, riducendo le rughe.

**Led Rosso 630nm**, riduce i butteri e le cicatrici, schiarisce le macchie donando turgore ed elasticità alla pelle.

**Led Blu 470nm**, riduce l'acne, cicatrici e infiammazione della pelle.

**Ossigeno**, grazie alla sua erogazione migliora la penetrazione dei prodotti per la cura della pelle, fornisce ossigeno rivitalizzando i tessuti impoveriti di collagene, aggiunge luminosità ad una carnagione opaca ed aiuta la pulizia di pori ostruiti.

## VANTAGGI

- Rimozione di inestetismi e impurità
- Rassoda la pelle
- Riduce le rughe e cicatrici
- Rivitalizzazione dei tessuti

Le apparecchiature e i rispettivi parametri ad uso estetico, rientrano nel Decreto 206 del 15/10/2015. L'apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzati ed autorizzati aventi i requisiti richiesti. La formazione degli operatori è a carico dell'acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative. L'importatore e il distributore declinano ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.